

Pobieranie próbek do badań mięsa **na obecność włośni.**

1. Za prawidłowe pobranie i dostarczenie próbek do badań odpowiada zleceniodawca.
2. **Jeżeli stan próbek jest niezadowalający lub ich ilość jest niewystarczająca, laboratorium może odmówić przyjęcia próbek do badania** (w przypadku odmowy wykonania badania Kierownik Pracowni zobowiązany jest o tym fakcie powiadomić zleceniodawcę).
3. **Pobieranie próbek:**
 - **Gramatura próbki - minimum 100 g**
 - Próbki powinny być dostarczane w opakowaniach czystych, bezwonnych, szczelnie zamkniętych.
 - Próbki powinny być zabezpieczone w taki sposób, aby niemożliwe było otwarcie opakowania bez naruszenia jego zabezpieczenia.
 - Próbki powinny być opisane zgodnie z dokumentacją przekazywaną przez zleceniodawcę.
4. **Materiał dostarczony do badania:**
 - a. **filary przepony w przejściu do części ścięgnistej, część żebrowa lub mostkowa przepony, mięśnie żuchwowe, język, mięśnie brzuszne, międzyżebrowe, mięśnie przedramienia – bez tłuszczu, kości i ścięgien.**
 - b. **w przypadku kawałków mięsa:** mięśnie poprzecznie prążkowane o małej zawartości tłuszczu, pobrane z miejsc w pobliżu kości lub ścięgien.